

ANTIFAZ DE GEL TÉRMICO

Antifaz de Gel Térmico Frío - Caliente Edigar - Relajación y Cuidado Facial El antifaz de gel térmico frío - caliente Edigar es la solución ideal para terapia de frío y calor, proporcionando relajación y alivio para el rostro. Fabricado con película plástica en PVC (vinil) y gel térmico de alta calidad, garantiza comodidad y durabilidad en cada aplicación.

Beneficios:

❄️ Aplicación en frío: Reafirma la piel y reduce las bolsas de los ojos, desinflama los párpados y activa la circulación, ayuda a contraer los músculos, reduciendo arrugas. Elimina el dolor de cabeza y baja la temperatura. Ideal para terapia de relajación

🔥 Aplicación en caliente: Reduce la tensión y descongela la nariz y frente. Activa la circulación del rostro, ayuda a conciliar el sueño mientras te relaja

Especificaciones Técnicas:

⌚ Capacidad de conservación de temperatura: 35 a 40 minutos (frío y caliente).

📌 Instrucciones de Uso:

En caliente: Hervir 2 litros de agua, retirar del fuego y sumergir el antifaz durante 10 minutos. En frío: Mantener el antifaz dentro del refrigerador para su uso inmediato.

Categoría	Material de curación
Registro Sanitario	N/A
Material	PVC, Carbopol, Agua bidestilada, Formol, Hipoclorito y Colorante azul.
Presentación	1 Pieza en bolsa de vinil
Dimensiones	Antifaz: 30.0 cm Alto / 14.0 cm Largo. Peso: 206 gr
Unidad	Pieza
SKU	AA10407

